

FUJIIRYŌKI

包みこまれるやさしさに、  
心とからだがほぐれていく



New — 極技 きわみわざ

CYBER-RELAX

マッサージチェア AS-820

ひとりひとり違う微妙なマッサージポイントをとらえる  
繊細な指先、しなやかな手と腕の動き…。  
心まで癒してくれる、そんなプロの手技に  
限りなく近づきたい。





# 極技

きわみわざ

進化する癒しの力。


新機能

## より繊細に

### ゆらぎマッサージ



手技感覚のような細かな動きでマッサージ効果をアップ。心地よさとリラックス感を追求しました。

#### ■スピード可変機能



#### ▲もみ

ゆっくりともみこみ、すばやくはなす。より手技に近づいた動きを実現させました。



—— 遅い —— 普通 —— 速い —— 普通 —— 遅い ——>

#### ▲たたき

たたき速度を徐々に変化させて、体の慣れを防ぎ、効果的なマッサージを行います。


新機能

## さらに大胆に

### 下半身マッサージ機能の強化


新機能の追加で、よりダイナミックなマッサージ&ストレッチを実現しました。

#### ■腰尻マッサージ



#### リフトアップ機能


座面のエアバッグを利用して臀部をリフトアップ。もみ玉到達範囲を下げ、腰下までマッサージできるようにしました。



#### ダブルエアバッグ

座面後部を2つのエアバッグにすることで、臀部を左右からはさんでも動きを実現しました。

#### ■脚伸マッサージ



#### ストレッチ

直線方向にオットマンが伸びます。膝、腰の関節を中心に脚部をストレッチします。



#### ダブルフットストレッチ

引き伸ばされた状態からオットマンが下がります。大腿四頭筋などがストレッチ可能です。



ひとつひとつのマッサージにこだわって、  
もっと心地よく、もっと快適に、もっとやすらぎを。

## きわみわざ 極技 1

### 首

つかんで伸ばす新感覚、もみの極技。



メカ 首ほぐし

もみ玉が首筋をつかんで伸ばします。首まわりの血行を促進するので、首から肩のハリが気になる方に、効果的なマッサージが行えます。



## きわみわざ 極技 2

### 肩

上部から深い刺激で、コリをほぐします。



メカ 極もみ 極たたき

強い刺激で肩コリの原因と言われる僧帽筋の緊張を和らげます。肩コリの緩和に効果的と言われる上部からのマッサージを実現。



独自機能

エアー 肩ぐうマッサージ



「肩ぐうマッサージ」のここが極技！

固定している肩口から背中にかけてはコリが溜まりやすく、特に肩口にコリや疲れが現れます。肩口を両側から包み、肩甲骨までを幅広くマッサージすることは、肩のみならず上半身全体のコリや疲れに効果的だと言われています。

肩全体の疲れに効果的だと言われている肩口まわりのマッサージによって、首肩全体のコリや疲労を緩和します。

## きわみわざ 極技 3

### 腰・座

幅広く、強く、溜まった疲れを癒します。



メカ 腰極もみ 腰極たたき

背骨の両側の筋肉を刺激し、腰部の疲労や神経痛・筋肉痛の痛みの緩和に効果的です。



エアー 座面エアーマッサージ

座面エアーによる持ち上げるようなソフトな面刺激で、おしりからもも裏の筋肉のコリをほぐし、脚の付け根まわりの血行を促進します。



マッサージチェアの効能・効果

あんま、マッサージの代用 ●疲労回復 ●血行促進 ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のコリをほぐす ●神経痛、筋肉痛の痛みの緩和



手技を目指し、半世紀の時を超え  
進化を続ける癒しの技術。

さわみわざ  
極技  
4


腕

3次元動作で、手技に近づきました。

エア－

腕もみ

腕つかみ



上下に配した4気室のエア－バッグが連動して動き、手・腕を包み込むようなマッサージを行います。  
やわらかな刺激で手・腕に溜まった疲れをとります。




さわみわざ  
極技  
5

脚

マッサージ&ストレッチ、多彩な動きを実現。

エア－


ふくらはぎマッサージ




溜まりがちな下半身の血液を心臓に戻す脚の大切な役割を高めます。



足裏マッサージ



多くのマッサージポイントが集中する足裏を刺激。疲れをもみほぐし、血行を促進。



フットストレッチ

膝関節を優しく伸ばす感覚でマッサージ。  
むくみがちな脚の血行を促進。

独自機能

人それぞれ、その時々の中身のラインを検出

3Dポイントナビシステム


ひとりひとりに適したマッサージを行うために、身体の複雑なラインを自動的に読み取るシステムです。その日の、その時の体調や習慣によって変化する身体のラインを検知します。



手技に迫る複雑なもみ技を実現

3Dモードマッサージ


腕全体の動きを取り入れた立体的なマッサージを可能にしました。さざなみ、たたき、もみ上げ、もみ下げなどの基本機能に、さらに前後の動きを加えた多彩で立体的なもみ技は、まさに手技の感覚です。



コリや痛みをピンポイントで捕まえる

もみ玉位置調節機能

首や肩、腰のもみ玉位置調節が可能。使う人それぞれに異なるコリや痛みのポイントをとらえます。自動コースの途中でもボタンひとつでもみ玉をお好みの場所へ移動することができます。



リモコン

大型液晶リモコンは、頼りになるナビゲーター。

自動コースを選ぶのも、マニュアル操作で自分に合ったマッサージを選ぶのも、わかりやすく、いつでも手軽に行えます。

◎便利で親切なガイダンス表示

次の操作を、迷うことなくすばやく簡単に確認できます。

◎簡単、すぐにマッサージスタート

自動コースは、3種類の身長から選んで、体型に合ったマッサージが楽しめます。

◎自分だけのコース登録「マイメモリー」

体型・肩位置・腰位置と付加機能をアレンジした、自分だけのコースを登録することができます。

◎多機能を選べる十字キー

十字キーと決定ボタン、メニューボタンの3つで操作が可能。




※イラストはすべてイメージ図です。

CYBER-RELAX

きわみ

# 極メカ



深く、強く、しなやかに、手技に迫る心地よさ。

もみ玉の形状と駆動ギアのピッチを改良し、最大突出量を100mmにした極メカ。  
高性能32bitCPUを搭載し、繊細で多彩なもみ技を可能にしました。  
前後上下11段階の位置調節機能でコリのポイントを捉えてマッサージします。

## エアバッグ

35気室のエアバッグでソフトにパワフルに。

大容量、高出力のエアコンプレッサーで、  
全身に配したエアバッグをスピーディーに駆動します。  
それぞれのエアバッグは設置部位に合わせて作られています。



フジ医療器独自の、「メカ」と「エア」の組み合わせ、  
ソリューションマッサージ。

メカマッサージとエアーマッサージを統合して制御し、  
くつろぎと心地よさの中でトータルなマッサージを提供する、  
それが、フジ医療器の癒しの総合技術、ソリューションマッサージです。  
部位あるいはコリやハリの強さ、深さに合わせて、  
エアの穏やかな面刺激とメカの強い点刺激が協調して働きます。

### メカマッサージ

コリの激しい部分には、もみ玉による刺激で集中したマッサージ

首 肩  
背筋 腰

+

### エアーマッサージ

エアバッグのソフトな面刺激で  
筋肉を押し上げるようにマッサージ

肩ぐう 腕 背中  
腰 尻 もも  
ふくらはぎ 脚 足裏

メカ × エア

組み合わせ559種類のマッサージ

極メカ、メカ、エアの基本  
的なマッサージに加えて、  
メカ×エアの組み合わせ  
で、より多彩でより繊細なマッ  
サージが可能になります。

極(きわみ): 5種類  
メカ: 基本50種類  
エア: 基本9種類  
メカ×エア: 495種類  
合計: 559種類

7段階調節

その時の気分や体調に合わせて  
強弱調節が可能!

5段階調節

※腕は3段階調節


※イラストはすべてイメージ図です。



## 独自機能

### ■電動スライドオットマン

電動でオットマンが前後約180mmの範囲でスライド。  
 使う人の体型に合わせてマッサージに最適な位置に調節します。



最大  
約**180mm**  
調節可能

### ■電動リクライニング

手元のリモコンで角度を変  
 えることができます。



## New—極技

きわみわざ



BK (ブラック)



CS (ベージュ)

# CYBER-RELAX

### マッサージチェア AS-820

#### ■オープン価格

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■寸法(約):(オットマン収納状態)幅76×奥行123×高さ122cm (リクライニング時)幅76×奥行201×高さ80cm  
 ■質量(約):83kg ■電源:AC100V (50/60Hz) ■リクライニング角度:120~170度 ■定格時間:30分 ■消費電力:110W (50/60Hz)  
 ■JANコード ブラック:4951704166515 ベージュ:4951704166522 ■医療器具認証番号:219AGBZX00054000 (管理医療機器)

極メカ マッサージ	腰尻 マッサージ	肩ぐう マッサージ	3Dアーム マッサージ	ふくらはぎ マッサージ	足裏 マッサージ	座面 マッサージ	ダブルフット ストレッチ	フット ストレッチ
もみ・たさ 自動変機能	電動 リクライニング	電動 スライド オットマン	移動用 キャスター	着脱式 背・枕・ 座パット	リモコン ホルダー			

### お手入れ可能な着脱式 背・座パット・枕

それぞれのパーツを簡単に  
 取り外せるので、お手入れす  
 ることが可能です。

※写真はブラック



### 足裏パット(付属)

オットマンの底面に装着で  
 ける抗菌仕様の足裏パット。



極メカ  
マッサージ

肩ぐう  
マッサージ

ふくらはぎ  
マッサージ

足裏  
マッサージ

座面  
マッサージ

フット  
ストレッチ

電動  
リクライニング

移動用  
キャスター

着脱式  
背・枕・  
座パット

サテライト  
リモコン

極メカをはじめ、  
心地よさのための  
機能を凝縮

マッサージチェア OH-900

■オープン価格 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

### オプション(別売)の紹介

#### サイドテーブル AS-TS2

メーカー希望小売価格

**8,400円**(税抜価格 8,000円)

JANコード:4951704595865



安全に関する  
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の方は、ご使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
  - 医師からマッサージを禁じられている方(例)血栓症、重度の動脈けいゆう、急性静脈けいゆう、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
- 次の方は、必ず医師と相談のうえご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。
  - 悪性腫瘍のある方 ●妊娠中や生理中、妊娠と思われる方や出産直後の方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●体温38℃以上(有熱期)の方(急性炎症症状、けいん怠感、悪寒、血圧変動などの強い時期、衰弱しているとき) ●治療部位に創傷のある方 ●急性疾患(疼痛性)のある方 ●骨粗しょう症の方 ●脊椎骨折の方 ●捻挫、肉離れなど炎症性の方 ●知覚障害の方 ●心臓に障害のある方 ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電子機器を使用している方 ●背骨に異常のある方や曲がっている方 ●貧血症の方 ●かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方 ●安静を必要とする方 ●医師の治療を受けている方 ●上記以外に特に身体に異常を感じている方

### ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。  
 この商品の保証は日本国内でのみ有効です。



美と健康の総合メーカー  
 株式会社 **フジ医療器**  
 会社

〒556-0006 本社:大阪市浪速区日本橋東3丁目15番1号

(信頼のネットワーク) 札幌・仙台・青森・秋田・盛岡・福島・高崎・栃木・  
 長野・新潟・土浦・東京・埼玉・神奈川・名古屋・静岡・金沢・大阪・  
 神戸・京都・和歌山・広島・岡山・松江・鳥取・山口・高松・松山・  
 福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
 ※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。  
 ※本カタログの記載内容は、平成19年7月現在のものです。

●お求めは…